

ROXANE



PRODUCT REVIEW

Création & Sur Mesure

Roxy 200

La Roxy 200 est une machine très compacte et silencieuse, qui s'intègre parfaitement dans les laboratoires. Elle est destinée aux essais de formulation impliquant des matières premières difficiles ou nécessitant des conditions de stockage particulières.

[En savoir plus](#)



[Contact](#)

Qualité & précision

Grâce au processus très sophistiqué de pilotage des organes de distribution VDS-201, chaque dosage est exécuté de façon très précise et répétable dans la fenêtre de tolérance imposée. Le système élimine les risques de pollutions croisées entre les matières premières et s'adapte automatiquement et en permanence aux fluctuations de l'environnement de travail. Toutes les opérations de la Roxy 200 sont systématiquement tracées.



Configuration

La Roxy 200 intègre les réservoirs de stockage des 32 matières premières liquides ou pâteuses, disposés en couronne autour de l'axe vertical. Le dispositif de contrôle des organes de distribution, la balance et le bécher de composition sont mobiles en rotation autour de ce même axe.